


Niet-adhesief schuimverband met zilver
 Adhesief schuimverband met zilver
 Adhesief schuimverband met zilver:
 Sacrum
 Hiel
 Biatain Ag schuimvulling/Cavity met zilver

 Coloplast A/S
 3050 Denmark
 IFU10956 V3 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
 © [2011-11.] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik kan mogelijk risico voor de gebruiker met zich meebrengen. Hergebruik, reinigen, ontsmetten en steriliseren kunnen de productkenmerken aantasten, wat voor de patiënt een bijkomend risico op lichamelijk letsel of infectie betekent.

Voorzorgsmaatregelen

Een professionele zorgverlener dient diabetische wonden en wonden die volledig of gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te inspecteren en te behandelen volgens lokale richtlijnen.

Biatain Ag schuimverbanden mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een overgevoeligheid voor zilver.

Wanneer u een allergische reactie vermoedt, neem dan contact op met Coloplast BV voor meer informatie.

Gebruik Biatain Ag schuimverbanden niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hypochloriet of waterstofperoxide. Zorg ervoor dat eventuele andere vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt aangebracht.

Biatain Ag schuimverbanden kunnen een kortstondige verkleuring van het wondbed veroorzaken, die door voorzichtig spoelen kan worden verwijderd.

Biatain Ag schuimverbanden moeten worden verwijderd voorafgaand aan bestraling of onderzoeken d.m.v. röntgenstralen, ultrasone trillingen, diathermie of microgolven.

Biatain Ag schuimverbanden zijn MRI-veilig en MRI-compatibel tot maximaal 3 Tesla en kunnen daarom aangebracht blijven tijdens een MRI-scan (Tesla: de eenheid voor de kracht van een magnetisch veld).

Gebruik van Biatain Ag schuimverbanden tijdens de zwangerschap, borstvoeding

en bij kinderen is niet getest.

Gebruik van Biatain Ag schuimverbanden met enzymatische middelen voor debridement is niet getest.

Of Purilon Gel met Biatain Ag Cavity kan worden gebruikt, is evenmin getest.

Biatain Ag Cavity is niet geschikt voor gebruik in droge wonden of diepe wonden met slechts een smalle opening.

Gebruik of hersteriliseer het product niet als de verpakking beschadigd is.

Biatain Ag adhesieve schuimverbanden moeten in een horizontale positie worden bewaard.

Vermijd direct zonlicht.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt bij gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Aanbrengen



1. Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden

Het verband moet worden aangebracht met de niet-bedrukte zijde op de wond.



2. Biatain Ag adhesieve schuimverbanden

Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden en om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de beschermfolie en breng de schuimlaag van het verband op de wond aan. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zijanten, zodat het verband verder kan worden aangebracht.



3. Biatain Ag Sacrum

Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. Plaats het smalle uiteinde van het verband zo laag mogelijk op de wond en bevestig het verband door naar boven en buiten te werken. Verwijder de handgrepen.



4. Biatain Ag Hiel

Gebruik de handgrepen om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de middelste beschermfolie. Het verband heeft de vorm van een "pijl". Vouw het verband in een hoek van 90° tussen de "kop" en "staart" van de pijl. Laat de "pijl" van de hielpunt weg wijzen en bevestig eerst de "staart" van de pijl. Bevestig daarna de "kop" van de pijl. Verwijder één voor één de handgrepen en bevestig de zijanten voorzichtig, zodat de schuimlagen elkaar raken of overlappen.



5. Biatain Ag Cavity

Verwijder het bescherm papier. Vul ongeveer de helft van de wond losjes met Biatain Ag Cavity. Wanneer Biatain Ag Cavity exsudaat absorbeert, zet het uit zodat het in korte tijd de holte volledig vult. Modelleer Biatain Ag Cavity op aseptische wijze naar de vorm van de wond door het product losjes volgens de perforaties te vouwen of op te rollen.



Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig op van de wond.



Bij het verwijderen van adhesieve verbanden wordt aangeraden de kleefrand los te maken voordat het verband van de wond wordt gehaald.

Biatain Ag Sacrum moet van boven naar beneden in de richting van de anus worden verwijderd om het risico op infecties tot een minimum te beperken.

Beschrijving

Biatain Ag schuimverbanden zijn steriele, zachte, sterk absorberende en comfortabele antibacteriële schuimverbanden voor eenmalig gebruik met ionisch zilver als actief bestanddeel. Biatain Ag schuimverbanden creëren een vochtig milieu voor optimale wondgenezing en effectief exsudaatmanagement.

Biatain Ag schuimverbanden bevatten een antibacterieel zilvercomplex dat homogeen in het schuim verspreid is. Zilver komt in het wondbed vrij wanneer het in contact komt met wondexsudaat. Zolang er exsudaat is, zal er tot 7 dagen lang ionisch zilver vrijkomen.

Biatain Ag schuimverbanden zijn doeltreffend tegen bacteriestammen die erom bekendstaan de wondgenezing te schaden, zoals *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* en β -hemolytische *Streptococcus*. De verbanden vertonen een antibacteriële in-vitrowerking gedurende 7 dagen.

Biatain Ag schuimverbanden zijn beschermd met een semipermeabele folielaag die waterdicht is en een barrière vormt voor bacteriën.

Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden hebben geen kleeflaag en zijn dus geschikt voor gebruik op fragiele huid.

Biatain Ag schuimverbanden hebben een kleefstrip op basis van hydrocolloïd-technologie.

Biatain Ag Sacrum en Hiel hebben een speciale vorm, zodat ze perfect passen op moeilijk te verbinden plaatsen op het lichaam. De adhesieve verbanden hebben een kleefstrip op basis van hydrocolloïd-technologie.

Biatain Ag Cavity is geperforeerd voor een flexibele toepassing.

Indicaties

Biatain Ag schuimverbanden worden toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden, zoals ulcus cruris en decubitus met een vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat.

Biatain Ag schuimverbanden kunnen ook worden gebruikt voor tweedegraads brandwonden, donorsites, postoperatieve wonden en schaafwonden met vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat.

Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden worden daarnaast gebruikt voor diabetische voetulcera.

Biatain Ag schuimverbanden kunnen de geur verminderen die door micro-organismen in de wond wordt veroorzaakt.

Biatain Ag schuimverbanden kunnen naar oordeel van een professionele zorgverlener worden gebruikt voor vochtige wondgenezing bij patiënten die worden behandeld voor een lokale of systemische infectie.

Biatain Ag schuimverbanden kunnen gedurende het gehele genezingsproces worden gebruikt om de aangegeven typen wonden te beschermen.

Biatain Ag schuimverbanden zijn geschikt voor gebruik in combinatie met compressietherapie.

Biatain Ag Cavity wordt toegepast bij de behandeling van diepe exsuderende wonden, zoals ulcus cruris, decubitus, diabetische voetulcera en acute wonden.

Aanwijzingen


Biatain Ag schuimverbanden

1. Spoel de wond met lauw water of een fysiologische zoutoplossing. Droog voorzichtig de huid rond de wond. Veilig gebruik van andere reinigingsmiddelen in combinatie met Biatain Ag schuimverband is niet getest.
2. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen.
3. Haal de Biatain Ag schuimverbanden op aseptische wijze uit de verpakking. Raak de niet-bedrukte zijde van het schuim niet aan.
4. Breng Biatain Ag schuimverbanden volgens de illustraties en aanwijzingen aan. Selecteer een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 2 centimeter overlapt. Voor kleinere verbanden is slechts een overlapping van 1 centimeter nodig.
5. Indien de wond weinig exsudeert, kunnen Biatain Ag schuimverbanden worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplossing voordat ze op de wond worden aangebracht.
6. Biatain Ag niet-adhesieve schuimverbanden moeten worden vastgezet met een secundair verband of compressieverband.
7. Biatain Ag schuimverbanden moeten worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband.
8. Biatain Ag schuimverbanden kunnen tot 7 dagen lang aangebracht blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de staat van het verband en het type wond.
9. Er wordt een klinische evaluatie door een professionele zorgverlener aangeraden wanneer producten met zilver langer dan 30 dagen worden gebruikt.

Biatain Ag Cavity (dezelfde aanwijzingen als hierboven in punt 1 en 2).

1. Breng Biatain Ag Cavity volgens de illustraties en aanwijzingen aan.
2. Gebruik voor de fixatie en afdekking een afzonderlijk verband, zoals bv. Biatain Ag adhesieve schuimverbanden, Biatain Ag Sacrum (voor sterk exsuderende wonden) of Comfeel Plus Ulcus/Comfeel Plus Transparant wondverbanden (voor matig exsuderende wonden).
3. Er wordt aangeraden Biatain Ag Cavity te vervangen wanneer het secundaire verband wordt verwisseld. Zorg ervoor dat Biatain Ag Cavity volledig uit het wondbed is verwijderd.

Symbol

	Breng de niet-bedrukte zijde van het product op de wond aan.
WO	Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een specifieke order. (Het LOT-nummer geeft de productiepartij aan.)