

Verband-
strook



23312904, v7.0 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
© [2012-07] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, Høtveddam 1, 3050 Høtveddam, Denemarken.

Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel risico voor de gebruiker in.
De productkenmerken kunnen worden aangetast als dit product opnieuw wordt klaargemaakt voor gebruik, gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd; hierdoor kan de patiënt lichamelijke schade of een infectie oplopen.

Let op

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.
Niet opnieuw steriliseren.
Moet horizontaal worden bewaard.
Bij kamertemperatuur bewaren.
Vermijd direct zonlicht.
Alleen voor uitwendig gebruik.
Biatain Alginaat kan naar het oordeel van een professionele zorgverlener en in combinatie met de gepaste therapie en regelmatige controles, rekening houdend met de klinische toestand, worden gebruikt op geïnfecteerde wonden.
Biatain Alginaat is niet bedoeld om hevige of lange bloedingen onder controle te krijgen die niet door fysiologische middelen of zonder chirurgische ingreep kunnen worden gestopt.
Biatain Alginaat is niet bedoeld voor gebruik op droge wonden.

Indicaties

Biatain Alginaat is aangewezen voor de behandeling van matig tot sterk exsuderende wonden.
Biatain Alginaat kan als een extern wondverband worden gebruikt om de behandeling van exsudaat en de lokale hemostase te vergemakkelijken tijdens het genezingsproces van wonden zoals decubitus, ulcus cruris venosum, arteriële ulcera, diabetische voetwonden, donorsites of traumatische wonden.
Biatain Alginaat kan naargelang het oordeel van een arts worden gebruikt voor diabetische voetulcera.
Biatain Alginaat kan worden gebruikt voor wonden met dood weefsel en om diepe wonden te vullen.

Informatie

Als er een allergische reactie optreedt, dient contact te worden opgenomen met Coloplast.
Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.
Biatain Alginaat is steriel.
Biatain Alginaat is een sterk absorberend wondverband bestaande uit alginaat en hydrocolloïde (natrium carboxymethylcellulose).
Biatain Alginaat is gemakkelijk aan te brengen. Bij contact met wondexsudaat vormt het geleidelijk een zachte en coherente gel die een optimaal vochtig wondmilieu creëert. De gel zorgt voor een atraumatische verwijdering van Biatain Alginaat.
Holtes kunnen met Biatain Alginaatverband worden gevuld. De resterende holte kan met Biatain Alginaatstrookverband worden gevuld.

Voor optimaal gebruik van Biatain Alginaat moet het product worden aangebracht volgens de afbeeldingen. Voordat Biatain Alginaat wordt aangebracht, moet de omvang van de wond visueel of door voorzichtige aanraking worden bepaald.

Hoe Biatain Alginaatverband gebruiken?

1 Spoel de wond met de fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
Droog voorzichtig de huid rond de wond.



2 Biatain Alginaatverband kan op maat van de wond worden geknipt.
Om het verband op maat te knippen, moet bij voorkeur een steriele schaar worden gebruikt.



3 Biatain Alginaatverband moet worden gebruikt met een tweede afdekverband, zoals Comfeel Plus Transparant Verband of Biatain Schuimverband, afhankelijk van de klinische toestand van de wond.

4 Biatain Alginaatverband moet worden vervangen wanneer het secundaire wondverband wordt vervangen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing bij het specifieke tweede verband.

Een Biatain Alginaatverband mag niet langer dan 7 dagen aangebracht blijven.

Wanneer er minder exsudaat wordt gevormd en de wond goed geneest, kan het gebruik van Biatain Alginaatverband worden gestaakt en kan in plaats daarvan een ander geschikt verband worden gebruikt (bv. Biatain Schuimverband of Comfeel Plus Ulcus Wondverband) om de wond verder te laten genezen.

5 Biatain Alginaatverband kan gemakkelijk worden verwijderd door met een zoutoplossing te spoelen.
Verwijder het verband met een pincet zonder pijn te veroorzaken of schade toe te brengen aan het nieuw gevormde weefsel.

Hoe Biatain Alginaatstrookverband gebruiken?

1 Spoel de wond met de fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
Droog voorzichtig de huid rond de wond.



2 Biatain Alginaatstrookverband kan voor kleine of smalle wonden op maat worden geknipt. Om het verband op maat te knippen, moet bij voorkeur een steriele schaar worden gebruikt.



3 Biatain Alginaatstrookverband moet gelijkmatig/losjes in de wond worden aangebracht zonder het aan te drukken. Op die manier wordt de alginaatvezel tot een vochtige gel omgevormd en vormt hij zich naar de holte.

Biatain Alginaatstrookverband kan vóór gebruik in een fysiologische zoutoplossing worden ondergedompeld. Tijdens de absorptie zet het strookverband niet uit, maar past zich aan de holte aan.



4 Biatain Alginaatstrookverband moet worden gebruikt met een tweede afdekverband, zoals Comfeel Plus Transparant Verband of Biatain Schuimverband, afhankelijk van de klinische toestand van de wond.

Biatain Alginaatstrookverband moet worden vervangen wanneer het secundaire wondverband wordt vervangen. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing bij het specifieke tweede verband.


Een Biatain Alginaatstrookverband mag niet langer dan 7 dagen aangebracht blijven.



5 Biatain Alginaatstrookverband kan gemakkelijk worden verwijderd door met een zoutoplossing te spoelen. Verwijder het verband met een pincet zonder pijn te veroorzaken of schade toe te brengen aan het nieuw gevormde weefsel.

Wanneer er minder exsudaat wordt gevormd en de wond goed geneest, kan het gebruik van Biatain Alginaatverband worden gestaakt en kan in plaats daarvan een ander geschikt verband worden gebruikt (bv. Biatain Schuimverband of Comfeel Plus Ulcus Wondverband) om de wond verder te laten genezen.

Symbol

| | |
|---|---|
| WO | Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een specifieke order. (Het LOT-nummer geeft de productiepartij aan.) |
|  | Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. |