



23313681, V3 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.
© [2013-05.] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, Denemarken.

Indicaties

Het product is een steriel antibacterieel polyurethaanschuimverband met ionisch zilver als actief bestanddeel voor vochtgewondgenezing en exsudaatmanagement.

Het product:

- wordt toegepast bij de behandeling van een breed scala aan exsuderende wonden zoals beenulcus, drukulcus en diabetische voetulcus met een vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat;
- kan worden gebruikt voor tweedegraads brandwonden, donorsites, postoperatieve wonden en schaafwonden met vertraagde genezing vanwege bacteriën of waarbij een risico op infectie bestaat;
- kan naar oordeel van een professionele zorgverlener worden gebruikt bij patiënten die worden behandeld voor een lokale of systemische infectie;
- is geschikt voor gebruik in combinatie met een compressiebehandeling;
- kan de geur verminderen die door micro-organismen in de wond wordt veroorzaakt;
- kan tot 7 dagen lang aangebracht blijven afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat, de staat van het verband en het type wond;
- kan gedurende het gehele genezingsproces worden gebruikt om de aangegeven typen wonden te beschermen.

Informatie

Het product is een absorberend zelfklevend verband met siliconenkleefrand.

Biatain Silicone Ag bestaat uit

- een zachte geperforeerde siliconencontactlaag;
- een absorberende polyurethaanschuimlaag met zilver;
- een dampdoorlatende buitenlaag die bacterie- en waterbestendig is.

Het product:

- bevat een antibacterieel zilvercomplex dat homogeen in het schuim verspreid is. Zilver komt in het wondbed vrij wanneer het in contact komt met wondexsudaat.
- is doeltreffend tegen bacteriestammen die erom bekendstaan de wondgenezing te schaden, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* en β -hemolytische *Streptococcus*.

Neem contact op met uw professionele zorgverlener wanneer een allergische reactie optreedt.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast in de gebruiksaanwijzing wordt aanbevolen.

Let op

Een professionele zorgverlener dient diabetische wonden en wonden die volledig of gedeeltelijk worden veroorzaakt door arteriële insufficiëntie regelmatig te inspecteren en te behandelen overeenkomstig plaatselijke normen.

Het product mag niet worden gebruikt bij patiënten met een overgevoeligheid voor zilver.

Er wordt een klinische evaluatie door een professionele zorgverlener aangeraden wanneer producten met zilver langer dan 30 dagen worden gebruikt.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

Gebruik het product niet in combinatie met oxiderende oplossingen, zoals hypochloriet- of waterstofperoxideoplossingen. Zorg ervoor dat eventuele andere

vervliegende oplossingen volledig zijn opgedroogd voordat het verband wordt aangebracht.

Verwijder het product voorafgaand aan bestraling of onderzoeken d.m.v. röntgenstralen, ultrasone trillingen, diathermie of microgolven.

Het product hoeft tijdens een MR-scan niet te worden verwijderd. Het is compatibel tot maximaal 3 tesla (tesla: eenheid van kracht voor een magnetisch veld).

Het gebruik van het product door kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven is niet getest.

Gebruik van het product met enzymatische middelen voor debridement is niet getest.

Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel gevaar voor de gebruiker in. Recyclen, wassen, desinfecteren en steriliseren kan de productkenmerken aantasten, wat voor de gebruiker een bijkomend risico van lichamelijk letsel of infectie met zich meebrengt.

Gebruik van Biatain Silicone Ag

Vorbereiding

1. Reinig de wond volgens de normale procedures, bv. met lauwwater of een fysiologische zoutoplossing.
2. Droog voorzichtig de huid rond de wond.
3. Als een film, crème, zalf of soortgelijk product wordt gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen alvorens het verband aan te brengen.

Aanbrengen

4. Kies een verband waarvan de schuimlaag de wondranden met minstens 1 tot 2 centimeter overlapt.
5. Gebruik de handgrepen om aanraking van het verband te vermijden en om ervoor te zorgen dat het op aseptische wijze wordt aangebracht. Verwijder de centrale beschermende folie en breng de schuimlaag van het verband op de wond aan. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de zijkanten, zodat het verband verder kan worden aangebracht.



6. Breng de klevende zijde op de wond aan. Indien de wond weinig exsudeert, kan het product worden bevochtigd met een steriele fysiologische zoutoplossing voordat het op de wond wordt aangebracht. Tijdelijke verkleuring van het wondbed kan door zachtjes wassen worden verwijderd.

Verwijderen

7. Het product moet worden verwisseld wanneer dit klinisch geïndiceerd is of als exsudaat zichtbaar wordt aan de randen van het verband.
8. Om het verband te verwijderen, tilt u de hoeken van het verband voorzichtig op van de wond. Het verdient aanbeveling de kleeftand los te maken voordat het verband van de wond wordt gehaald.



Afvoer

9. Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik en moet met ander normaal huishoudelijk afval worden verwijderd. Spoel het product niet door het toilet.

Symbolen



Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is