



23313727, V3 Het Coloplast-logo is een geregistreerd handelsmerk van Coloplast A/S.  
© [2013-01.] Alle rechten voorbehouden aan Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denemarken.

weefseilanden tot een minimum wordt beperkt. Op die manier wordt er bij verbandverschoningen geen schade aan het wondbed toegebracht.

Het zachte en uiterst soepele verband kan op zowel diepe en oppervlakkige wonden als wonden op beweeglijke plaatsen worden aangebracht.

#### Hoe gebruikt u Physiotulle?

- 1) Spoel de wond zo nodig met een fysiologische zoutoplossing of leidingwater.
- 2) Licht de transparante beschermfolie op en breng Physiotulle op de wond aan.
- 3) Verwijder de tweede beschermfolie.
- 4) Breng boven op de Physiotulle een tweede verband aan.

Er wordt aanbevolen om het verband om de paar dagen (ongeveer om de 2 dagen) te vervangen. Die periode kan echter korter of langer zijn, afhankelijk van het wondtype, de hoeveelheid exsudaat en de vorderingen.

#### Symbol

##### WO

Zendingsorder. Productienummer ter identificatie van de verpakking van een order voor een specifiek land (het LOT-nummer geeft de productiepartij aan).



Gebruik het product niet als de verpakking beschadigd is.

#### Waarschuwing

Hergebruik van dit product voor eenmalig gebruik houdt een potentieel risico voor de gebruiker in. De productkenmerken kunnen worden aangetast als dit product opnieuw wordt klaargemaakt voor gebruik, gereinigd, gedesinfecteerd of gesteriliseerd; hierdoor kan de patiënt lichamelijke schade of een infectie oplopen.

#### Let op

Gebruik dit wondverband niet bij patiënten waarvan bekend is dat ze allergisch zijn voor de bestanddelen ervan.

In geval van infectie van de wond moet de professionele zorgverlener een geschikte behandeling opstarten.

Physiotulle Wondverband moet in horizontale positie bij kamertemperatuur worden bewaard.

Vermijd direct zonlicht.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Physiotulle Wondverband wordt gesteriliseerd door straling.

Gebruik of hersteriliseer het product niet als de verpakking beschadigd is.

Coloplast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of verlies veroorzaakt bij gebruik van dit product op een andere wijze dan door Coloplast op dit moment wordt aanbevolen.

#### Indicaties

Physiotulle is bedoeld voor de behandeling van acute wonden (tweede- en derdegraadsbrandwonden, donorsites, postoperatieve wonden en schaafwonden) en chronische wonden (decubitus en beenulcera) na reiniging van de wond totdat de wond genezen is.

#### Informatie

Physiotulle is een niet-klevend, steriel wondverband.

Het bestaat uit een polyesterstof geïmpregneerd met hydrocolloïde partikels (CMC) in vaseline.

Wanneer de hydrocolloïde partikels in contact komen met de wond absorberen ze het exsudaat. Ze worden gelachtig en vormen samen met de vaseline een vochtig wondmilieu. De emulsie blijft vochtig, wat resulteert in atraumatische en pijnloze verbandverschoningen.

Physiotulle heeft een open netstructuur die maceratie voorkomt. Het verband is fijn gebreed waardoor het risico op het insluiten van nieuw gevormde