



UrgoStart® Border



ADHESIEF SCHUIMVERBAND MET EEN LICHT KLEVENDE TLC-NOSF-MATRIX

Indicatie: Matig tot sterk exsuderende chronische wonden

- **Versnelt de wondgenezing**
- **Hoog absorberend vermogen waardoor maceratie wordt voorkomen**
- **Waterdichte adhesieve siliconen border** 
- **Atraumatische en pijnloze verwisseling**

UrgoStart® Border

Wordt geleverd in doosjes met per stuk verpakte, gebruiksklare, steriele wondverbanden

Formaat	Binnenmaat	Stuks per verpakking	Artikelnummer
8 x 8 cm	4,5 x 4,5 cm	10	551090
12 x 12 cm	7,3 x 7,3 cm	10	551083
15 x 20 cm	9,7 x 14,6 cm	10	551084
Sacrum 20 x 20 cm	12,6 x 14,2 cm	5	551085



UrgoStart®

Border



BESCHRIJVING

■ **UrgoStart Border** is een adhesief, lipido-colloïd schuimverband met licht klevende TLC-NOSF-Matrix (Technologie Lipido-Colloïde-Nano-OlygoSacharide-Factor), een innovatieve technologie ontwikkeld door Laboroires Urgo.

SAMENSTELLING: • Een licht klevende TLC-NOSF-Matrix gecombineerd met

een absorberend polyurethaan schuimverband en een super absorberende laag.

• Een dampdoorlatende, waterdichte backing met siliconen border

STERILISATIEMETHODE: Gesteriliseerd door middel van ethyleenoxide

EIGENSCHAPPEN

- TLC-NOSF-Matrix
- Versnelde wondgenezing
- Vochtig wondmilieu
- Pijnloze verbandwisseling
- Proliferatie van Fibroblasten
- Absorberend polyurethaan schuimverband en sterk absorberende laag
- Optimale absorptie en drainage van exsudaat, beschermt de huid tegen maceratie
- Waterdichte siliconen backing
- Zacht en niet-occlusief
- Zeer vervormbaar, sluit goed aan op iedere wondvorm
- Hoge dampdoorlaatbaarheid, beschermt de huid tegen maceratie
- Wordt goed verdragen
- Secundair verband overbodig
- Werking

- in contact met wondexsudaat geleert de TLC-NOSF waardoor een vochtig wondmilieu wordt gecreëerd. Hierdoor worden belangrijke cellen die betrokken zijn bij het genezingsproces (fibroblasten, keratinocyten, macrofagen) in staat gesteld hun functie in de wond te vervullen
- TLC-NOSF gaat een interactie aan met het micro-milieu van de wond waar het de versturende werking van Matrix-Metallo-Proteasen tegen gaat. Indien in overmaat aanwezig in chronische wonden, zorgen MMP's voor een voortdurende afbraak van de extra-celulaire matrix met een vertraagde wondgenezing tot gevolg.
- TLC-NOSF herstelt de balans in het wondbed zodat chronische wonden weer kunnen gaan granuleren. UrgoStart Border bevordert daardoor een snellere wondgenezing.
- De effectiviteit van TLC-NOSF is aangetoond in verschillende klinische studies, en in de gerandomiseerde, dubbelblinde prospectieve (Challenge Studie 1).

INDICATIES

■ **UrgoStart Border** is geïndiceerd voor de behandeling van exsuderende, chronische wonden (ulcus cruris, decubitus, diabetische voet) en langdurige acute wonden.

• Voor exsuderende, chronische wonden aan het sacrum (sacrale decubitus), bestaat een specifieke sacrum versie.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEBRUIK:

- Reinig de wond volgens lokaal protocol.
- Als een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan voorzichtig met een normale steriele zoutoplossing alvorens **UrgoStart Border** aan te brengen.
- Droog voorzichtig de omliggende huid.
- Verwijder de beschermfolie.
- Breng de licht klevende zijde van **UrgoStart Border** op de wond aan (de adhesieve siliconen border moet minstens 1 cm van de wond verwijderd zijn).
- Strijk het verband glad over de wond.
- Breng, indien voorgeschreven, een drukverband aan op de wond.
- Aanbrengen sacrum versie, plaats het verband zo dat de punt naar het sacrum wijst.
- Om het verband te verwijderen duwt u de gezonde huid naar beneden, pak het hoekje van het verband en verwijder het verband voorzichtig.
- **UrgoStart Border** dient gemiddeld om de 2 tot 4 dagen te worden verwisseld. Afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat en de toestand van de wond kan het verband maximaal tot 7 dagen blijven zitten.
- De aanbevolen behandelingsduur bedraagt minimaal 4 tot 5 weken.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Aangezien het centrale kompres een super absorberende laag bevat mag deze niet worden geknipt. De siliconen border mag daarentegen, indien nodig, met behulp van een steriele schaar worden geknipt om deze aan te passen aan de verschillende wondvormen.
- Indien tekenen van kritische kolonisatie aanwezig zijn wordt aanbevolen dit eerst adequaat te behandelen voordat u begint met **UrgoStart Border**.

- Bij een atypische ulcus die verhard is of overmatig granuleert mag **UrgoStart Border** alleen gebruikt worden nadat is gecontroleerd of er geen sprake is van een wondgerelateerde maligniteit, om het stellen van een diagnose niet te vertragen.
- De genezende werking van **UrgoStart Border** kan aan het begin van de behandeling mogelijk gepaard gaan met een stekend of pijnlijk gevoel. Dit is zelden reden om de behandeling te onderbreken.
- Gezien het ontbreken van klinische data wat betreft de eerstelijnsbehandeling van acute wonden en de behandeling van erfelijke epidermolysis bullosa (zelfs bij aanhoudende laesies), wordt afgeraden om **UrgoStart Border** te gebruiken.
- Overvullige haren zo dicht mogelijk op de huid afknippen om een zo goed mogelijk contact van het verband met de wond te garanderen.
- Indien u gelijktijdig een crème, een zalf of een emulsie gebruikt, dient u de huid eerst te laten drogen voordat u het verband aanbrengt.
- Voor éénmalig gebruik. Per stuk steriel verpakt. Het verband niet opnieuw gebruiken om risico op infecties te voorkomen.
- Het verband niet opnieuw steriliseren.

CONTRAINDICATIES

- Om een optimale behandeling niet te vertragen is **UrgoStart Border** gecontra-indiceerd voor oncologische wonden en wonden met een fistel waaronder zich een diep abces kan bevinden.
- Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor **UrgoStart Border** of voor één van de bestanddelen.