



UrgoTul

— Lite Border



LICHT ABSORBERENDE LIPIDO-COLLOÏDE WONDCONTACTLAAG MET BORDER

Indicatie: licht exsuderende wonden

- Genezing in een vochtig milieu
- Pijnloze en atraumatische verwijdering
- Proliferatie van fibroblasten

UrgoTul

— Lite Border

Per stuk steriel verpakt

FORMAAT	STUKS PER VERPAKKING	ARTIKELNUMMER
8 x 8 cm	10	550112
10 x 12 cm	10	550114
15 x 20 cm	5	550116



UrgoTul

— Lite Border



BESCHRIJVING

- Absorberende, steriele, niet-occlusieve, adhesieve, lipido-colloïde wondcontactlaag (ontwikkeld op basis van de lipidocolloïde technologie, een exclusieve gepatenteerde innovatie van Laboratoires Urgo).

SAMENSTELLING: Urgotul Lite Border bestaat uit 3 lagen

- Een niet verklevende lipido-colloïde wondcontactlaag geïmpregneerd met CMC (carboxymethylcellulose) deeltjes en vaseline deeltjes,
- in het midden een huidvriendelijk, licht absorberend wondkussen
- een huidvriendelijk klevende, semipermeabele toplaag.

STERILISATIEMETHODE: gesteriliseerd door middel van ioniserende straling.

EIGENSCHAPPEN

Dankzij de TLC technologie:

- Bij contact met wondexsudaat vormen de CMC deeltjes in de wondcontactlaag van **Urgotul Lite Border** samen met de vaseline een lipido-colloïde gel die een vochtig milieu creëert dat gunstig is voor het genezingsproces.
- Verwijdering van het verband is pijnloos en geeft geen beschadiging aan het nieuw gevormd weefsel.
- **Urgotul Lite Border** bevordert een snelle genezing doordat het de proliferatie van fibroblasten stimuleert.
- Het wondkussen van **Urgotul Lite Border** beschermt de wond en absorbeert exsudaat uit de wond.
- **Urgotul Lite Border** is flexibel en sluit naadloos aan op het wondoppervlak waardoor het met name geschikt is voor wonden op lastige plaatsen.

INDICATIES

- **Urgotul Lite Border** is geïndiceerd voor de lokale behandeling van acute wonden (brandwonden, schaafwonden, traumatische wonden...) en chronische wonden (ulcus cruris, decubitus...) in de granulatie-/epithelialisatiefase.

GEBRUIKSAANWIJZING

WIJZE VAN GEBRUIK

- Reinig de wond volgens het lokaal protocol.
- Als eerst een antisepticum wordt gebruikt, spoel de wond dan grondig met een fysiologische zoutoplossing alvorens **Urgotul Lite Border** aan te brengen.
- Verwijder de beschermende transparante folie van het verband.
- Breng **Urgotul Lite Border** rechtstreeks op de wond aan waarbij de kleeflaag het wondbed ten minste 1 cm overlapt.
- **Urgotul Lite Border** moet gemiddeld elke 2 tot 4 dagen worden verwisseld, met een maximum van 5 dagen afhankelijk van de mate van exsudaat vorming en de klinische toestand van de wond.

VOORZORGSMAATREGELEN

- In geval van klinische tekenen van lokale infectie kan de behandeling onder medisch toezicht worden voortgezet. Voorafgaand aan het gebruik van **Urgotul Lite Border** wordt echter een geschikte behandeling aanbevolen.
- **Urgotul Lite Border** moet liggend en beschermd tegen licht, warmte en vocht worden bewaard.
- Niet gebruiken indien de verpakking beschadigd is.

WETTELIJKE STATUS

CE 0459 Medisch dispositief