



 **smith&nephew**
CAVI-CARE[◇]
Vormbare wondfoam

Vormbare wondfoam voor vochtige
en granulerende diepe wonden



CAVI-CARE[◊], voor vochtige, granulerende diepe wonden

CAVI-CARE vormbare wondfoam is ontwikkeld voor de behandeling van vochtige, granulerende diepe wonden. De twee vloeibare componenten worden gemixt en in de wond gegoten. Het resultaat is een witte foam die optimaal aansluit aan de contouren van de wond. CAVI-CARE behoudt een vochtig wondmilieu, voorkomt voortijdige wondsluiting en is comfortabel voor de patiënt.

Voordelen

Past in alle wonden

Doordat de wondfoam vloeibaar is, past deze in alle soorten (diepe) wonden.

Creëert en behoudt een vochtig wondmilieu

De wondfoam creëert een vochtig wondmilieu en houdt deze vast doordat de wond afgesloten wordt.

Voorkomt voortijdige wondsluiting

CAVI-CARE behoudt zijn vorm in de wond en voorkomt hiermee een voortijdige sluiting van de wond.

Biedt comfort voor de patiënt

De patiënt ervaart weinig pijn bij de behandeling met CAVI-CARE. Doordat de wondfoam niet verkleeft aan het wondoppervlak is verbandwisseling ook pijnloos.

Kosteneffectief en eenvoudig

De 2 componenten zijn eenvoudig samen te voegen. Doordat de foam 2 dagen in situ kan blijven worden de behandelkosten verlaagd.

Indicaties

CAVI-CARE is geïndiceerd voor de behandeling van vochtige en granulerende cavitaire wonden met weinig exsudaat.

CAVI-CARE kan ook post-operatief als wondondersteuning worden gebruikt.



Bestelnummer	Afmeting	Verpakking
4563	20 gram	1

